

Onrusthekbeschermer



Onrusthekken worden gebruikt om te voorkomen dat mensen uit bed vallen en als steun om van houding te veranderen of te gaan zitten. Een nadeel is dat de patiënt zich aan de onrusthekken kan bezeren of ingeklemd raakt tussen hek en matras. Om dat te voorkomen, heeft Hulleman *textiel*, in overleg met zorgverleners, onrusthekbeschermers ontwikkeld.

De onrusthekbeschermer dekt de bovenkant van het onrusthek geheel af en is leverbaar met een instopstrook over de volle breedte. Bovendien sluit de

beschermer de ruimte tussen het matras en het onrusthek goed af. Het product is uitgevoerd in sterke materialen. Het kan zonder probleem tijdens het verzorgen en vele malen per dag worden verwijderd. Met de kliksluiting of het klittenband is dat eenvoudig en snel te doen.

De onrusthekbeschermer is licht in gewicht en neemt weinig opbergruimte in. De beschermer kan worden opgerold of opgevouwen. Het product is snel en eenvoudig te reinigen.

Art.nr.	Afmeting* (cm)	Aantal sluitingen
Uitvoering met kliksluiting en instopstrook		
52180	200 x 300	3
52181	200 x 300	4
52182	200 x 40	3
52183	200 x 40	4
52184	210 x 30	3
52185	210 x 30	4
52186	210 x 40	3
52187	210 x 40	4
Uitvoering met klittenbandsluiting		
26010	140 x 32	
26011	180 x 32	
26012	140 x 42	
26013	180 x 42	
26017	200 x 42	
26021	200 x 32	

* andere maten op aanvraag

Verkoopenheid per stuk

